



CATÁLOGO DE PRODUTOS



CME - LIMPEZA E DESINFECÇÃO	06
CME - PREPARO, ESTERILIZAÇÃO E RASTREABILIDADE	13
CME - EQUIPAMENTOS	26
CENTRO CIRÚRGICO / UTI	28
HEMODIÁLISE	32



DETERGENTE ALCALINO

Impede o biofilme e revitaliza o instrumental.
Diluição de 1 ml / litro.



DETERGENTE ENZIMÁTICO

Detergente 5 enzimas com diluição de 1 ml / litro.



DETERGENTE ENZIMÁTICO 7 ENZIMAS

Detergente 7 enzimas com diluição de 1 ml / litro.



SABÃO NEUTRO

Detergente de alto rendimento. Até 750 litros com 1 galão.



DETERGENTE PRÉ-LIMPEZA

Pré-lavagem de instrumentais e artigos com detergente neutro pronto uso.



RECUPERADOR DE INSTRUMENTAL

Remove manchas e pontos de ferrugem em instrumentais cirúrgicos.



ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTAIS

Lubrifica instrumentais cirúrgicos logo após a limpeza com detergente alcalino/enzimático.



LIMPEZA DE SUPERFÍCIES INOX E CÂMARAS DE AUTOCLAVE

Remove manchas e pontos de ferrugem em superfícies inox e câmaras de autoclave.


ÁCIDO PERACÉTICO PRONTO USO 0,2%

Produto pronto uso. Acompanha fita controle.



GLUTARALDEÍDO 2,5%

Produto pronto uso. É necessário o uso de inativador para descarte e de fitas de controle.



ÁCIDO PERACÉTICO 5%

Produto concentrado. Frasco de 1 litro rende 25 litros de solução.



INDICADOR DE LIMPEZA PARA LAVADORA ULTRASSÔNICA

Indicador multiparamétrico que monitora cavitação, tempo, temperatura e detergente em superfície metálica que simula instrumentais cirúrgicos.



INDICADOR DE LIMPEZA PARA CANULADOS DE LAVADORA ULTRASSÔNICA

Uso junto ao suporte para conexão na saída de canulados do equipamento.



INDICADOR DE CAVITAÇÃO DE LAVADORA ULTRASSÔNICA

Detecta cavitação em locais específicos da Lavadora Ultrassônica.



INDICADOR DE LIMPEZA PARA TERMODESINFECTADORA

Superfície metálica que simula um instrumental cirúrgico.



INDICADOR DE LIMPEZA PARA TERMODESINFECTADORA

Superfície em polímetro plástico.



INDICADOR DE LIMPEZA PARA CANULADOS DE TERMODESINFECTADORA

Uso junto ao suporte para conexão na saída de canulados do equipamento.



INDICADOR DE LIMPEZA DE SUPERFÍCIE

Teste rápido para detecção de resíduos de proteína.





REMOVEDOR DE COLAS E ADESIVOS

Remove sem corroer a superfície.


DESINFECTANTE DE SUPERFÍCIES

Tecpon BG04 possui em sua formulação Cloridato de Polihexametileno Biguanida, Quartenário de Amônio e Tensoativos não iônicos de última geração que garantem uma maior eficácia na higienização e desinfecção.



ESCOVAS

Reutilizáveis e autoclaváveis com cerdas de longa duração.



VAPOR

INDICADOR BIOLÓGICO 20 MINUTOS

Indicador por fluorescência com resultado em 20 minutos. Incubadora com tela touch e impressora em comodato.



INDICADOR BIOLÓGICO 1 HORA

Indicador por fluorescência com resultado em 1 hora. Incubadora com tela touch e impressora em comodato.



INDICADOR BIOLÓGICO 3 HORAS

Indicador por fluorescência com resultado em 3 horas. Incubadora com tela touch e impressora em comodato.




INDICADOR BIOLÓGICO 5 HORAS

Indicador por mudança de cor por mudança de PH com resultado positivo em 3 horas e negativo em 5 horas.



INDICADOR BIOLÓGICO 24 HORAS

Indicador por mudança de cor com resultado em 24 horas.





PLASMA

INDICADOR BIOLÓGICO 20 MINUTOS

Indicador com leitura por fluorescência com resultado em até 20 minutos.



INDICADOR BIOLÓGICO 24 HORAS

Indicador com leitura por mudança de PH em até 24 horas.



INDICADOR BIOLÓGICO 24 HORAS

Indicador Biológico para formaldeído com leitura visual em até 24 horas.

FORMALDEÍDO



INDICADOR BIOLÓGICO 4 HORAS

Indicador Biológico para ETO com leitura por fluorescência em até 4 horas.

ETO



INDICADOR DOT VAPOR

Substitui a tradicional fita de autoclave com economia e padronização de processos à instituição. Possui 16mm de diâmetro.


INDICADOR DOT ETO

Indicador Tipo 1 para ETO com 16mm de diâmetro.



FITA PARA PLASMA

Indicador Tipo 1 para Peróxido de Hidrogênio / Plasma com 16mm de diâmetro.



BOWIE DICK FOLHA

Economia para monitorar diariamente o sistema de pré-vácuo em esterilizadores a vapor com bomba de vácuo.

BOWIE DICK MINI PACOTE PRONTO

A evolução do tradicional pacote pronto traz economia e geração muito menor de resíduos no monitoramento diário do sistema de pré-vácuo em esterilizadores a vapor com bomba de vácuo.



BOWIE DICK PACOTE PRONTO

Método eficiente para monitorar diariamente o sistema de pré-vácuo em esterilizadores a vapor com bomba de vácuo.

VAPOR

Desenvolvido para monitorar processos de esterilização a vapor em condições de 121°C, 10 minutos // 132/134°C, 3 minutos. Os indicadores do Tipo i4 devem ser utilizados em qualquer carga que não contenha materiais implantáveis ou invasivos.



PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO

Indicador químico tipo 4 para monitoração de ciclos de peróxido de hidrogênio / plasma.



FORMALDEÍDO

Monitoramento químico para ciclos de formaldeído.

ETO


Monitoramento químico para ciclos de óxido de etileno.



TIPO 5


VAPOR - INTEGRADOR

Apresenta uma resposta integrada com os parâmetros críticos da Esterilização por Vapor (Presença do Vapor – Tempo e Temperatura).



INTEGRADOR EM POLÍMETRO PLÁSTICO

Ideal para ciclos úmidos.



REUTILIZÁVEL

Reutilizável por 500 ciclos. Pode ser usado com Indicador Biológico e Integrador ou somente com o integrador. Acompanha etiqueta de controle de reutilização e contador eletrônico.



TIPO 6

EMULADORES

Indicador Tipo 6 que reage com todos os parâmetros críticos de esterilização a vapor (tempo, temperatura e qualidade do vapor).




DESCARTÁVEIS

Pacotes desafio descartáveis:


- . Com integrador
- . Integrador + Indicador Biológico de 20min vapor
- . Integrador + Indicador Biológico 1h vapor
- . Integrador + Indicador Biológico 3h vapor





SMS

Confeccionado em não tecido 100% polipropileno (TNT) tecnologia SMS, oferece um BFE (Eficiência de Filtração Bacteriana) superior a 95%. Pode ser usados nos processos de esterilização a vapor, óxido de etileno, peróxido de hidrogênio e formaldeído.



PAPEL GRAU CIRÚRGICO

Em bobinas de 100 metros ou envelopes. Versões para vapor, formaldeído ou ETO.



PAPEL GRAU CIRÚRGICO TYVEK

Embalagem para esterilização em baixa temperatura por meio de peróxido de hidrogênio / plasma.



PARA PROTEÇÃO / DESINFECÇÃO

Embalagem para proteção / desinfecção.





CONTÊNER PARA ESTERILIZAÇÃO

Contêiner Rígido para Esterilização.
Fabricação Alemã.



FILTRO PARA CONTÊNER

Filtro redondo para contêiner rígido com indicador tipo 1 para vapor.



LACRE DE CONTÊNER

Lacre plástico com indicador químico tipo 1 para vapor.




FIBRA DE LIMPEZA NÃO ABRASIVA

Fibra ideal para uso em CMEs, que não agridem a superfície dos materiais ou instrumentais.



MARCADORES DE INSTRUMENTAL

Em folha com 308 unidades.
Produto atóxico e livre delátex.



TESTE DE DESEMPENHO DE SELADORA VAPOR

Para uso diário em seladoras de calor rotativo.

TSI Seal Test COD: TSI-POC01		LOTE: 011120 11-2020 11-2023	Nome do Operador: _____ Assinatura: _____ Data: ____/____/____
Resultado: APROVADO: ☐ REPROVADO: ☐	Seladora Nº: _____		
Posicione a folha teste entre o filme plástico e o papel grau cirúrgico, sele o papel, verifique se existe falhas ou fissuras na área selada.			

TOALHA WIPPER

Em versão cortada ou em rolo. Gramatura 50 com alto poder de absorção. Uso na secagem de instrumentais, mãos, fundo de bandeja e limpeza de superfícies.



ETIQUETAS PARA RASTREABILIDADE - VAPOR

Etiquetas para rastreabilidade manual ou por meio de impressão. Podem ter camada simples ou duplo uso, com indicador tipo 1 ou sem indicador.

Cod. TSI-9550FP ISO 11140-1 - TIPO 1 RETIRE ↓	Data da Esterilização: ____/____/____ Validade: ____/____/____	STEAM - VAPOR -> Manuseio ou Cirurgia
	Autoclave: ____ N°Ciclo: ____ Lote: ____	
	Responsável: _____ Total de peças: ____	
	Paciente: _____	
	Material/Produto: _____	
Observações: _____		


ETIQUETAS PARA RASTREABILIDADE - PLASMA

Etiquetas para rastreabilidade por meio de impressão, com dupla camada e indicador tipo 1.

ISO 11140-1 - TIPO 1 - Dupla -> Manuseio	E-mail: sar@intercontrol.com.br - Cod. AT9550 - Data: ____/____/____
--	---

MICRO ETIQUETAS PARA MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL

Micro Etiquetas de 4.3mm para marcação de instrumental.



MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL POR LASER

Marcação de instrumental cirúrgico por meio de laser.





VALIDAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Validação de autoclave, termodesinfectora, lavadora ultrassônica e seladora com equipamentos wireless rastreados e criptografados.



CATETER VENOSO CENTRAL (CVC)

Cateter com fio de nitinol que não cria memória, corpo em PU e agulha diferenciada que facilita a introdução do fio. Versões de duplo lúmen e triplo lúmen.




ARTERIAL RADIAL E ARTERIAL FEMURAL

Cateteres para utilização em conjunto com transdutor de pressão.



TRANSDUTOR DE PRESSÃO

Transdutor de pressão. Cabo e suporte em comodato.





PLACA ELETROCIÚRGICA

Placa compatível com todos os bisturis elétricos.

CANETA DE BISTURI

Corta e cauteriza simultaneamente.



MED-DRAPE
CAMPO CIRÚRGICO INCISIONAL

CAMPO INCISIONAL

Filme sem iodo para proteção da área incisional.

TRICOTOMIZADOR

Para a correta remoção de pelos, que reduz o risco de infecção.



SET DE VÍDEO

Set de Vídeo Full HD ou 4K.



BISTURI ELÉTRICO

Bisturi Elétrico.





Duplo Lumen 12FR 20CM. Cateter de curta duração, fornecido em kit com itens necessários à sua introdução.





contato@bioscare.com.br | (21) 3277 5634 (21) 3477 4391
www.bioscare.com.br