



BOLETIM TÉCNICO TECPON GOLD

1. APRESENTAÇÃO: Tecpon Gold é um detergente neutro desenvolvido especialmente para ambientes hospitalares utilizado na limpeza de superfícies fixas, tais como: mobiliário, pisos, paredes, louças, utensílios de copa e cozinhas e outros. O Tecpon Gold é um produto isento de corantes e essências. A água utilizada para sua fabricação é a água pura (desmineralizada e esterilizada por UV). A limpeza proveniente de uso de Tecpon Gold é altamente eficaz devido a sinergia entre os ingredientes da formulação. Pode ser utilizado na pré lavagem de instrumentais cirúrgicos.

2. MODO DE USAR: Para limpeza de pisos, paredes e instrumentais cirúrgicos (limpeza manual) de 1:10 até 1:150. Para outras superfícies, utilizar de puro até 1:100, dependendo do grau de sujidade.

3. COMPOSIÇÃO QUÍMICA:

- * Ácido Dodecil Benzeno Sulfônico
- * Aditivo
- * Umectante
- * Tensoativo aniônico
- * Conservante
- * Espessantes
- * Alcalinizantes
- * Veículo

Componente Ativo: Ácido Dodecil Benzeno Sulfônico

4. PROPRIEDADES FÍSICO/QUÍMICAS:

Estado: Líquido

Coloração: Incolor a levemente âmbar

pH concentrado: 7,5 (+/- 0,5)

Densidade: 1,00 g/cm³ (+/-0,05)

5. PRECAUÇÕES:

- Antes de usar leia as instruções do rótulo;
- Conserve o produto fora do alcance das crianças e animais domésticos;
- Mantenha o produto em sua embalagem original e não reutilize a embalagem vazia;
- Ao utilizar o produto, use sempre EPI's (óculos e luvas);
- Evite o contato prolongado com a pele;
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância;
- Se ingerido, consultar de imediato o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo.

6. PRECAUÇÕES DE USO:

Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto, são fornecidas separadamente na **Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPQ)**.

7. REGULAMENTAÇÕES:

Produto Notificado na ANVISA/ MS = 25351.536507/2009-94

8. QUÍMICO RESPONSÁVEL:

N.M.Battastini - CRQ 05200204 – RS

9. MAIORES INFORMAÇÕES:

Consulte o seu representante TECPON ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800-5105377

e-mail: tecpon@tecpon.com.br - Endereço: Rua Nelson Teichmann, 275 CEP: 94930-510

10. PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO:

2 anos

CÓDIGO	REV.	DATA	PAG.	APROVAÇÃO	LIBERAÇÃO
246	4	08/12/16	1	Roberta Christo Depto Garantia da Qualidade	Newton Battastini Químico Responsável